

Aperçu détaillé



Grandes poignées



Éléments chauffants de voûte juxtaposés de près, protégés dans des tubes de verre au quartz



Surface plane de la table avec une isolation en briques réfractaires légères solides



Grandes fermetures rapides réglables



Châssis support robuste sur roulettes avec tablette



Trappe d'entrée d'air obturable



Contrôleur amovible avec commande tactile (voir page 58)



Surveillance mobile avec l'application MyNabertherm




Amortisseur à gaz




Hauteur de chargement ergonomique de 860 mm



Coupure sécurisée du chauffage à l'ouverture de la cloche



Chauffage à commutation silencieuse par relais semi-conducteurs



Élégante enveloppe à double paroi en inox